

# Pharmatrace

Sistema per la codifica di astucci formati




## Per astucci formati

Il sistema codifica direttamente su astucci farmaceutici formati e ne verifica il contenuto, mediante la lettura di un datamatrix e del testo in chiaro.

L'utilizzo di un PC industriale con display touch screen, consente un facile interfacciamento da parte dell'operatore e predispose l'implementazione software del CFR21. Inoltre è possibile integrare un'etichettatrice per l'applicazione del bollino farmaceutico.

Etipack si riserva di apportare tutte le modifiche che l'evoluzione tecnica renderà necessaria senza obbligo di preavviso. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tecnologica sono riservati.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

## Pharmatrace

<b>Velocità di produzione</b>	250 astucci minuto
<b>Lunghezza prodotto</b>	40 - 110 mm
<b>Larghezza prodotto</b>	70 - 210 mm
<b>Altezza prodotto</b>	20 - 150 mm
<b>Dimensione macchina lung - largh - h</b>	600 x 1231 x 2154 mm
<b>Alimentazione</b>	230 V Monofase, 50-60 Hz
<b>Assorbimento</b>	2000 W
<b>Aria compressa</b>	6 bar